

ぷるそらアクセサリー

そら
宇宙からひとへ

ぷるそら®

下肢オプシヨン

ぷるそらで 下肢の運動 ができるようになりました！



下肢バンド

サイズ	約 400mm × 50mm 足首の周径 150 ～ 350mm の範囲で装着可能
主な素材	ウレタン、POM 樹脂、ポリプロピレン
特長	ぷるそら本体に下肢バンドを取り付け、下肢の運動をすることができます。工具不要で既存のハンドルから「下肢バンド」に交換できます。



椅子用補助バンド

サイズ	約 1250mm × 20mm 椅子脚（直径 10 ～ 30mm）の外側幅 370 ～ 550mm の範囲で装着可能
主な素材	ポリプロピレン、ステンレス
特長	ぷるそらを取り付ける場所が無い場合、椅子に補助バンドを使用し設置することができます。

注意事項

- 機器を取り付ける手すりや椅子等が、安全に固定されており、負荷がかかっても損傷や変形が生じないこと、さらには手すり等が設置されている本体から分離・剥離しないこと
- 運動終了時に下肢バンドを外したことを確認すること
- 肌が弱い方は、ワイヤーが肌に直接触れないよう注意する 等

有人宇宙システム株式会社 (JAMSS)

TEL : 03-3211-3335 (直通)

FAX : 03-3211-2004

Mail : jamss-pullsora@jamss.co.jp

Japan Manned Space Systems Corporation
JAMSS